



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Glycophorin A (KOR-E6) Anti-Human Mouse IgG MoAb

单克隆抗体

产品货号: MA01281

第三版

免疫原: Human Glycophorin A

亚型: IgG1

克隆: KOR-E6

描述: Mouse-Mouse hybridoma (Supernatant) (NS-1 8Ag × BALB/c spleen cells)

配方: Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05% NaN₃

浓度: 100 ug/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.

应用: ELISA, WB, ICC/IF