

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Glycyl-tRNA synthetase (GRS)

单克隆抗体

产品货号: MA01282

第三版

免疫原: Full length native human recombinant GRS.

亚型: IgG

克隆:

描述: Glycyl-tRNA synthetase catalyzes the ligation of glycine with glycyl-tRNA using ATP and its mutation induces Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease.

配方: Anti-Glycyl-tRNA synthetase antibody containing 0.05% sodium azide for preservative.

浓度: Please see datasheet.

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.

应用: ELISA, WB, ICC/IF