



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat HSP90 alpha Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02612

第三版

免疫原: Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human HSP90A

亚型: IgG

克隆: 5D4

描述: Molecular chaperone. Has ATPase activity.

配方:

浓度: 1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.

应用: ELISA, WB, ICC/IF