



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse Phospho-CD40 (Thr254) Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01687

第三版

描述: Receptor for TNFSF5/CD40LG.

抗原: Synthesized peptide derived from human CD40 around the phosphorylation site of T254.

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) , 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: B-cells and in primary carcinomas.