

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Mouse/Rat Phospho-TNNI3 (Ser22/S23) Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01794

第三版

描述: Troponin I is the inhibitory subunit of troponin, the thin filament regulatory complex which confers calcium-sensitivity to striated muscle actomyosin ATPase activity.

抗原: Synthesized peptide derived from human Troponin I-C around the phosphorylation site of Ser22/S23

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: