



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

CEA (2C3) Anti-Human Mouse IgG MoAb

单克隆抗体

产品货号: MA01171

第三版

免疫原: Human CEA

亚型: IgG2a

克隆: 2C3

描述: The production of CEA is observed in many cancer tissues and the CEA value in the blood reflects tumor size. Therefore, the assay is widely used in a diagnosis and in monitoring of cancer.

配方: Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05% NaN₃

浓度: 100 ug/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.

应用: ELISA, WB, ICC/IF