



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

KGF (11F1) Anti-Human Mouse IgG MoAb

单克隆抗体

产品货号: MA01453

第三版

免疫原:Recombinant Human KGF (E. coli)

亚型:IgG2b

克隆:11F1

描述:This antibody can be used for western blotting in concentration of 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

配方:Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05%NaN<sub>3</sub>

浓度:Please see datasheet.

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF