

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

MDMX (77A1) Anti-Human Mouse IgG MoAb

单克隆抗体

产品货号: MA01518

第三版

免疫原: Human MDMX Recombinant protein

亚型: IgG1

克隆: 77A1

描述: The p53 tumor suppressor protein is stabilized in response to cellular stress, resulting in activation of genes responsible for either cell cycle arrest or apoptosis.

配方: Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05%NaN3

浓度: Please see datasheet.

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.

应用: ELISA, WB, ICC/IF