

---

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human/Mouse/Rat CK-7 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01768

---

第三版

免疫原:Synthetic Peptide

亚型:IgG

克隆:2B5

描述:Blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).

配方:

浓度:1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF