



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat CK-8 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01769

第三版

免疫原:Synthetic Peptide

亚型:IgG

克隆:5K3

描述:Together with KRT19, helps to link the contractile apparatus to dystrophin at the costameres of striated muscle.

配方:

浓度:1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF