



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat ENO2 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01780

第三版

免疫原:Synthetic Peptide

亚型:IgG

克隆:2K3

描述:Has neurotrophic and neuroprotective properties on a broad spectrum of central nervous system (CNS) neurons. Binds, in a calcium-dependent manner, to cultured neocortical neurons and promotes cell survival

配方:

浓度:1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF