



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human CCBP2 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01888

第三版

免疫原:Fusion protein of CCBP2

亚型:IgG1

克隆:446

描述:CCBP2,also named as chemokine receptor D6,is a heptahelical membrane protein expressed by lymphatic endothelial cells,binding with high affinity to multiple proinflammatory CC chemokines.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF