



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse CD7 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01909

第三版

免疫原:Fusion protein of CD7

亚型:IgG1

克隆:478

描述:CD7 is a 40 kD type I transmembrane glycoprotein expressed on thymocytes and mature T cells. It is the most reliable clinical marker of T-cell acute lymphocytic leukemia.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF