

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse COTL1 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01929

第三版

免疫原:Fusion protein of COTL1

亚型:IgG1

克隆:230

描述:COTL1,also named as CLP,binds to F-actin in a calcium-independent manner. And it has no direct effect on actin depolymerization.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF