



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse FUS Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA01979

第三版

免疫原:Fusion protein of FUS/TLS

亚型:IgG1

克隆:246

描述:FUS is a useful tool in ALS and FTLD research. For more details, please see our blog article regarding the matter.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C 或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF