

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human MSH2 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02041

第三版

免疫原:Fusion protein of MSH2

亚型:IgG1

克隆:6403

描述:MSH2,named for its homologous to the E.coli MutS gene,takes part in DNA mismatch repair(MMR) to maintain the stability of DNA. MSH2 contains a helix-turn-helix domain,which responds for binding to DNA. Also,MSH2 has a direct role in mutation avoidance and micro-satellite stability in cell.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF