

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

V5-Tag Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02336

第三版

免疫原:Synthetic Peptide

亚型:IgG

克隆:2Z7

描述:The antibody is developed against a synthetic 14 aa peptide (GKPIPPELLGLDST), the V5 tag, which presents in many vectors.

配方:

浓度:1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF