



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Mouse LE/AF Purified Anti-Mouse Ly-6G Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02424

第三版

免疫原:None

亚型:Rat IgG2a

克隆:1A8

描述:Lymphocyte antigen 6 complex, locus G (Ly-6G), a 21-25 kD GPI-anchored protein, is expressed on the majority of myeloid cells in the bone marrow and granulocytes in the periphery.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF