



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human TPRKB Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02576

第三版

免疫原:Fusion Protein of TPRKB

亚型:IgG1

克隆:2D5B9

描述:TPRKB,also named as CGI 121,belongs to the CGI121/TPRKB family. It interacts with TP53RK/PRPK and is widely expressed in all tissues.

配方:

浓度:None

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF