

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat JAK1 Monoclonal Antibody

单克隆抗体

产品货号: MA02689

第三版

免疫原:Synthetic Peptide of JAK1

亚型:IgG

克隆:7G6

描述:Tyrosine kinase of the non-receptor type, involved in the IFN-alpha/beta/gamma signal pathway. Kinase partner for the interleukin (IL)-2 receptor.

配方:

浓度:1mg/mL

保存: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.

应用:ELISA, WB, ICC/IF