



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify

多克隆抗体

产品货号: PA01256

第三版

描述:Anti-Human IgG (Fc) Goat IgG Affinity Purify, 50 μ g. Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05% NaN₃, purified with antigen peptide.

抗原:Human IgG

配方:Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05% NaN₃.

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 °C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:The antibody is absorbed by goat IgG, rabbit IgG, mouse IgG and rat IgG.