

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

IgG (Fc) Anti-Human Goat IgG Fab ' - HRP

多克隆抗体

产品货号: PA01257

第三版

**描述:** IgG (Fc) Anti-Human Goat IgG Fab ' - HRP, 0.2 mg. For research use only, not for use in diagnostic procedures.

**抗原:** Human IgG (Fc)

**配方:** Lyophilized product from 1 % BSA in PB (pH6.5) (containing ProClin®300 as preservative)

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5 μg/ml.

**特异性:** The antibody is absorbed by goat IgG, mouse IgG, rabbit IgG and rat IgG.