
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

IgG (H+L) Anti-Mouse Rabbit IgG Affinity Purify

多克隆抗体

产品货号: PA01258

第三版

描述: IgG (H+L) Anti-Mouse Rabbit IgG Affinity Purify, 1 mg. For research use only, not for use in diagnostic procedures.

抗原: Mouse IgG (H+L)

配方: Lyophilized product from 1% BSA in PBS containing 0.05% NaN₃

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: The antibody is absorbed by goat IgG, rabbit IgG and human IgG, but is not absorbed by rat IgG.