
本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

IgG (H+L) Anti-Rabbit Goat IgG Fab ' - HRP

多克隆抗体

产品货号: PA01259

第三版

描述: IgG (H+L) Anti-Rabbit Goat IgG Fab ' - HRP, 0.2 mg. For research use only, not for use in diagnostic procedures.

抗原: Rabbit IgG (H+L)

配方: Lyophilized product from 1% BSA in PB (pH6.5) (containing ProClin® 300 as preservative)

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: The antibody is absorbed by goat IgG, mouse IgG, human IgG and rat IgG.