

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Rabbit IgG

多克隆抗体

产品货号: PA01308

第三版

描述:The product is normal rabbit IgG purified from normal rabbit serum.

抗原:The product is normal rabbit IgG purified from normal rabbit serum.

配方:Lyophilized product in PBS (without additives).

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: