

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

NRS (Asparaginyl-tRNA synthetase)

多克隆抗体

产品货号: PA01366

第三版

描述:Asparaginyl-tRNA synthetase catalyzes the ligation of asparagine with asparaginyl-tRNA using ATP.

抗原:Full length native recombinant human NRS.

配方:Anti-NRS rabbit serum containing 0.05 % sodium azide for preservative.

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性:This antibody reacts specifically with 63kDa asparaginyl tRNA synthetase protein.