

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse Phospho-BCR (Tyr177) Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01515

第三版

描述: GTPase-activating protein for RAC1 and CDC42. Promotes the exchange of RAC or CDC42-bound GDP by GTP, thereby activating them. Displays serine/threonine kinase activity.

抗原: Synthesized peptide derived from human Bcr around the phosphorylation site of Tyr177

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: