

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Rat CD244 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01969

第三版

描述: Modulate other receptor-ligand interactions to enhance leukocyte activation.

抗原: Recombinant human Natural killer cell receptor 2B4 protein

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Expressed in spleen, PBL, followed by lung, liver, testis and small intestine. Expressed not only in NK cells, but also on monocytes and basophils.