

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Mouse CXCL14 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01982

第三版

描述: Potent chemoattractant for neutrophils, and weaker for dendritic cells. Not chemotactic for T-cells, B-cells, monocytes, natural killer cells or granulocytes. Does not inhibit proliferation of myeloid progenitors in colony formation assays.

抗原: Recombinant Human C-X-C motif chemokine 14 protein

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: Expressed in heart, brain, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas. Highly expressed in normal tissue without inflammatory stimuli and infrequently expressed in cancer cell lines. Weakly expressed in monocyte-derived dendritic cells. Not detected in lung or unstimulated peripheral blood lymphocytes.