

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Rat ARF4 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA01983

第三版

描述:GTP-binding protein that functions as an allosteric activator of the cholera toxin catalytic subunit, an ADP-ribosyltransferase. Involved in protein trafficking; may modulate vesicle budding and uncoating within the Golgi apparatus.

抗原:Recombinant Human ADP-ribosylation factor 4 protein

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: