

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat FH Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02008

第三版

描述:Fumarate hydratase,Also acts as a tumor suppressor.

抗原:Recombinant human Fumarate hydratase protein

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Expressed in red blood cells; underexpressed in red blood cells (cytoplasm) of patients with hereditary non-spherocytic hemolytic anemia of unknown etiology.