

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Mouse/Rat ENO2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02011

第三版

**描述:**Has neurotrophic and neuroprotective properties on a broad spectrum of central nervous system (CNS) neurons. Binds, in a calcium-dependent manner, to cultured neocortical neurons and promotes cell survival (By similarity).

**抗原:**Recombinant human Gamma-enolase protein

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**The alpha/alpha homodimer is expressed in embryo and in most adult tissues. The alpha/beta heterodimer and the beta/beta homodimer are found in striated muscle, and the alpha/gamma heterodimer and the gamma/gamma homodimer in neurons.