



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Mouse GDI2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02034

第三版

描述:Regulates the GDP/GTP exchange reaction of most Rab proteins by inhibiting the dissociation of GDP from them, and the subsequent binding of GTP to them.

抗原:Recombinant human GDI2 protein

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Ubiquitous.