

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human Cleaved-C1r LC (I464) Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02115

第三版

描述: C1r B chain is a serine protease that combines with C1q and C1s to form C1, the first component of the classical pathway of the complement system.

抗原: Synthesized peptide derived from the Internal region of human C1r LC

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: