

---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human Cleaved-MMP3 (F100) Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02151

---

第三版

**描述:** Can degrade fibronectin, laminin, gelatins of type I, III, IV, and V; collagens III, IV, X, and IX, and cartilage proteoglycans. Activates procollagenase.

**抗原:** Synthesized peptide derived from the Internal region of human MMP-3

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5 μg/ml.

**特异性:**