

---

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human/Mouse BCR Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02236

---

第三版

**描述:** GTPase-activating protein for RAC1 and CDC42. Promotes the exchange of RAC or CDC42-bound GDP by GTP, thereby activating them. Displays serine/threonine kinase activity.

**抗原:** Synthesized peptide derived from human Bcr around the non-phosphorylation site of Tyr360.

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**