

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human XKR3 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02334

第三版

描述:XKRX (MIM 300684) and XKR3 are homologs of the Kell blood group precursor XK (MIM 314850), which is a putative membrane transporter and a component of the XK/Kell complex of the Kell blood group system (Calenda et al., 2006 [PubMed 16431037]).

抗原:Synthetic peptide of human XKR3

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Expressed predominantly, if not exclusively, in testis.