

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human CD50 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02583

第三版

描述: ICAM proteins are ligands for the leukocyte adhesion protein LFA-1 (integrin alpha-L/beta-2). ICAM3 is also a ligand for integrin alpha-D/beta-2.

抗原: Synthesized peptide derived from human CD50 around the non-phosphorylation site of S518.

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: Leukocytes.