

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat/Monkey AAK1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA02910

第三版

**描述:** Phosphorylates the AP2M1/ $\mu$ 2 subunit of the adaptor protein complex 2 (AP-2). May play a role in regulating aspects of clathrin-mediated endocytosis.

**抗原:** Synthesized peptide derived from the Internal region of human AAK1

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:** Detected in brain, heart and liver. Isoform 1 is the predominant isoform in brain.