

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human /Mouse /Rat RPS6KA1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA03330

第三版

描述: Serine/threonine kinase that may play a role in mediating the growth-factor and stress induced activation of the transcription factor CREB.

抗原: Synthetic peptide of human RPS6KA1 (Ab-348)

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: