

---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human /Mouse /Rat ZAP70 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA03341

---

第三版

**描述:** Plays a role in T-cell development and lymphocyte activation. Essential for TCR-mediated IL-2 production. Isoform 1 induces TCR-mediated signal transduction, isoform 2 does not.

**抗原:** Synthetic peptide of human ZAP70 (Ab-319)

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5 μg/ml.

**特异性:** Expressed in T- and natural killer cells.