
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human /Mouse /Rat EIF4B Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA03441

第三版

描述:EIF4B (eukaryotic translation initiation factor 4B) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include RNA binding and translation initiation factor activity. An important paralog of this gene is EIF4H.

抗原:Synthetic peptide of human EIF4B (Ab-422)

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: