
本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse IFI44 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA03725

第三版

描述:IFI44 (Interferon Induced Protein 44) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is IFI44L.

抗原:Recombinant human Interferon induced protein 44 protein

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: