

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat FYB1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA04102

第三版

**描述:** Acts as an adapter protein of the FYN and LCP2 signaling cascades in T cells. Modulates the expression of interleukin-2 (IL-2). Involved in platelet activation. Prevents the degradation of SKAP1 and SKAP2.

**抗原:** Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Fyb

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:** Expressed in hematopoietic tissues such as myeloid and T-cells, spleen and thymus. Not expressed in B-cells, nor in non-lymphoid tissues.