

---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human/Rat PLGRKT Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA04512

---

第三版

**描述:**PLGRKT (Plasminogen Receptor With A C-Terminal Lysine) is a Protein Coding gene.

**抗原:**Synthesized peptide derived from Plasminogen receptor

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5 μg/ml.

**特异性:**Expressed in peripheral blood cells and monocytes. Expressed in adrenal medulla.