

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human IRAK2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA04627

第三版

描述: Binds to the IL-1 type I receptor following IL-1 engagement, triggering intracellular signaling cascades leading to transcriptional up-regulation and mRNA stabilization.

抗原: Synthesized peptide derived from the Internal region of human IRAK-2.

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Expressed in spleen, thymus, prostate, lung, liver, skeletal muscle, kidney, pancreas and peripheral blood leukocytes.