

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human LTB Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA04888

第三版

描述: Cytokine that binds to LTBR/TNFRSF3. May play a specific role in immune response regulation. Provides the membrane anchor for the attachment of the heterotrimeric complex to the cell surface. Isoform 2 is probably non-functional.

抗原: Synthetic peptide from human protein

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Spleen and thymus.