

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat MED18 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA04892

第三版

描述: MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).

抗原: Synthesized peptide derived from the Internal region of human Med18

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: