
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human Olfactory receptor 10H3/4 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA05355

第三版

描述:OR10H3 and OR10H4 are odorant receptors and belong to the G-protein coupled receptor 1 family.

抗原:Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Olfactory receptor 10H3/4

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: