

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human RFTN1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA05701

第三版

描述: May play a pivotal role in the formation and/or maintenance of lipid rafts. May regulate B-cell antigen receptor-mediated signaling.

抗原: Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Raftlin

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Specifically expressed by B-cells (at protein level).